

eyepower *red*



Deep red light to promote eye health

INSTRUCTION GUIDE



English



Deutsche



Francais



Espagnol

WELCOME

Welcome to eyepower and thank you for purchasing our unique deep red light eyewear.

eyepower *red* is based on research carried out by University College London (UCL), Department of Ophthalmology and other universities around the world and is designed to help promote healthy eyes as you age in a safe and convenient way.


SAFETY

Deep red light at 670nm occurs naturally in sunlight and has been approved as safe by the Ethics Committees of University College London and the world-renowned Moorfields Eye Hospital.

The power and wavelength of eyepower *red* have been independently tested and verified that they conform to the same values as those used by UCL in their research studies.

DESIGN

To make eyepower *red* as affordable as possible we have created a 'one-size-fits-all' design. We recommend that the device is used when sitting or lying down to give you the most effective and comfortable experience.



On the underside of the device is a charging cable socket and an on button which also acts as an indicator light.

HYGIENE

To clean your eyepower *red* simply wipe it down with an anti-bacterial wipe. The device is NOT waterproof and should not be exposed to liquids.

HOW TO USE THE DEVICE

For best results please observe the following points:

Duration

Studies have shown that a 3 minute session of deep red light is sufficient to have a positive biological effect on the cells of your retina which will help keep your eyes healthy.

To start the session simply press the On button on the base. The red light will then come on at low brightness for 3 seconds before going to full brightness for 3 minutes. At the end of the 3 minutes the light will turn off automatically and the indicator light on the base will flash green 5 times to show a session has been completed successfully.

Frequency

The beneficial effect of a single 3 minute session will last for around 7 days. Therefore, as a minimum it is recommended to have at least one session every week.

Additional sessions may provide some additional benefits, particularly for specific eye conditions. However, the overall outcome will vary between individuals and will also depend on the type and severity of the eye condition. Please seek professional medical advice if you have any concerns.

If you have normal healthy eyes then 2 or 3 sessions a week may well provide additional benefit but there is currently insufficient data to quantify the precise advantage of more frequent use. Deep red light has very low energy and so more frequent sessions are not a risk to healthy eyes.

Time Of Day

Based on your body's natural circadian rhythm, your eyes are at their most receptive to red light in the morning. Using red light in the afternoon or evening has little or no beneficial effect.

Eyes Open Or Closed

If you find the light of *eyepower red* too bright, it can be used with your eyes closed. Your eyelids are almost transparent to light at 670nm so the same benefit will be achieved.

Colour Changes

After the session has started it is most likely that you will start to see the red light change to different colours. It is quite common to see green, orange, white, yellow or even a mix of all these colours. This is completely normal and is due to the way the eye reacts to the red light.

After Image

At the end of the session you will experience an after image for a short period of time. This is most often seen as green but might also show objects with a strong red tinge. This is perfectly normal and will fade after a few minutes as your eyes adjust back to normal lighting levels.

CHARGING THE BATTERY

Your *eyepower red* uses an internal rechargeable battery to power the device. As the electronics are always 'on' there is a continual drain on the battery, so depending on usage, you will need to recharge it every 2 to 3 weeks. However, for convenience you may want to give the battery a weekly boost rather than waiting for it to run low. The indicator light will flash blue depending on the battery and charging state as outlined below:

Connecting The Charging Cable Correctly

A red USB 'C' type cable is supplied with the *eyepower red*. The larger end is plugged in to a USB charger plug, while the smaller 'C' plug is pushed firmly in to the socket on the base of the *eyepower red*. The indicator light will flash blue depending on the battery and charging state. Please ensure that you push the 'C' plug firmly into the base - it is quite a tight fit and will not move around once it is fully inserted.

eyepower red showing the charging cable fully inserted.

The cable is held firmly in place and should not loose when touched.



Not Fully Charged After Being Connected For A Few Hours

If your *eyepower red* is not showing a constant blue light (fully charged) after a few hours on charge then please check the following:

- 1) Make sure the cable is connected correctly as outlined above.
- 2) If the plug is connected correctly and no constant blue light after 5 or 6 hours, then your USB charger plug may not deliver enough current to charge the device fully.

If this is the case, then try swapping to a different charger plug. Most modern mobile phone charger plugs, such as Apple or Samsung, work well.

Indicator Lights

The indicator light on the base of the *eyepower red* will light up blue as shown below to indicate various charging states:



If the indicator light flashes red, green and blue then it indicates that the battery is out of charge. To clear this, plug your *eyepower red* in to charge and give one short press on the ON button. After a few seconds the light will give the normal 3 blue flashes to show it is charging.

You may find it more convenient not to wait until the low charge light flashes and just charge your *eyepower red* once a week or every two weeks anyway, it will not do it any harm.

SESSION REMINDER

eyepower red has a visual reminder function using the indicator light that flashes on a weekly basis to remind you that another red light session is due. The Session Reminder is turned off by default. If you wish to use the session reminder, please visit the [eyepower web site support page](http://www.eyepower.co.uk/support) at www.eyepower.co.uk/support for instructions on how to use it.

TECHNICAL DETAILS

Light Source:	Dual Array LED SMD
Wavelength:	670 - 675nm Near Infrared
Light Output:	8.0 - 8.5mW/cm ²
LED Lifetime:	> 20,000 Hours
Flicker Frequency:	No flicker
Battery:	120mA/Hr Single Cell LiPo Battery
Charging:	USB cable with 'C' Type Connector
Warranty:	2 Years From Shipment Date

WILLKOMMEN


Willkommen bei eyepower und danke, dass Sie unsere einzigartige tiefroter Lichtbrille gekauft haben. eyepower red basiert auf Forschungen, die von der Universität College London (UCL), Abteilung für Augenheilkunde, und anderen Universitäten weltweit durchgeführt wurden. Sie ist darauf ausgelegt, auf sichere und bequeme Weise die Gesundheit Ihrer Augen im Alter zu fördern.

SICHERHEIT

Tiefrotes Licht bei 670 nm kommt natürlich im Sonnenlicht vor und wurde von den Ethikkommissionen des University College London und des weltbekannten Moorfields Augenkrankenhauses als sicher eingestuft. Die Leistung und Wellenlänge von eyepower red wurden unabhängig getestet und verifiziert, dass sie den gleichen Werten entsprechen, die von der UCL in ihren Forschungsstudien verwendet wurden.

DESIGN

Um eyepower red so erschwinglich wie möglich zu machen, haben wir ein 'Einheitsgröße'-Design erstellt. Wir empfehlen, das Gerät zu verwenden, während Sie sitzen oder liegen, um Ihnen die effektivste und komfortabelste Erfahrung zu bieten.



An der Unterseite des Geräts befindet sich eine Ladekabelbuchse und ein Einschaltknopf, der auch als Kontrollleuchte dient.

HYGIENE

Um Ihr eyepower red zu reinigen, wischen Sie es einfach mit einem antibakteriellen Tuch ab. Das Gerät ist NICHT wasserdicht und sollte nicht Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

ANWENDUNG DES GERÄTS

Für beste Ergebnisse beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

Dauer

Studien haben gezeigt, dass eine 3-minütige Sitzung mit tieferem Licht ausreicht, um einen positiven biologischen Effekt auf die Zellen Ihrer Netzhaut zu haben, was dazu beiträgt, Ihre Augen gesund zu halten. Um die Sitzung zu starten, drücken Sie einfach den Einschaltknopf an der Basis. Das rote Licht wird dann 3 Sekunden lang bei niedriger Helligkeit leuchten, bevor es für 3 Minuten auf volle Helligkeit wechselt. Am Ende der 3 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus und die Kontrollleuchte an der Basis blinkt fünfmal grün, um anzuzeigen, dass eine Sitzung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Häufigkeit

Die positive Wirkung einer einzelnen 3-minütigen Sitzung hält ungefähr 7 Tage an. Daher wird empfohlen, mindestens einmal pro Woche eine Sitzung durchzuführen. Zusätzliche Sitzungen können einige zusätzliche Vorteile bieten, insbesondere bei spezifischen Augenerkrankungen. Allerdings wird das Gesamtergebnis zwischen den Individuen variieren und hängt auch von der Art und Schwere der Augenerkrankung ab. Bitte suchen Sie professionellen medizinischen Rat, wenn Sie Bedenken haben. Wenn Sie normale, gesunde Augen haben, können 2 oder 3 Sitzungen pro Woche zusätzliche Vorteile bieten, aber derzeit gibt es nicht genügend Daten, um den genauen Vorteil häufigerer Nutzung zu quantifizieren. Tieftrotes Licht hat sehr geringe Energie, daher stellen häufigere Sitzungen kein Risiko für gesunde Augen dar.

Tageszeit

Basierend auf Ihrem natürlichen zirkadianen Rhythmus sind Ihre Augen morgens am empfänglichsten für rotes Licht. Die Verwendung von rotem Licht am Nachmittag oder Abend hat wenig oder keinen positiven Effekt.

Augen offen oder geschlossen

Wenn Sie das Licht von eyepower red zu hell finden, können Sie es mit geschlossenen Augen verwenden. Ihre Augenlider sind für Licht bei 670 nm fast durchsichtig, sodass der gleiche Nutzen erzielt wird.

Farbwechsel

Nachdem die Sitzung begonnen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie das rote Licht verschiedene Farben annehmen sehen werden. Es ist ganz normal, Grün, Orange, Weiß, Gelb oder sogar eine Mischung aus all diesen Farben zu sehen. Dies ist völlig normal und liegt an der Art und Weise, wie das Auge auf das rote Licht reagiert.

Nachbild

Am Ende der Sitzung werden Sie für kurze Zeit ein Nachbild erleben. Dies wird meistens als grün wahrgenommen, kann aber auch Objekte mit einem starken Rotton zeigen. Das ist völlig normal und wird nach einigen Minuten verblassen, wenn sich Ihre Augen wieder an normale Lichtverhältnisse anpassen.

AUFLADEN DES AKKUS

Ihr eyepower red verwendet einen internen wiederaufladbaren Akku, um das Gerät zu betreiben. Da die Elektronik immer ‚an‘ ist, gibt es einen kontinuierlichen Stromverbrauch, sodass Sie je nach Nutzung den Akku alle 2 bis 3 Wochen aufladen müssen. Aus Bequemlichkeit möchten Sie dem Akku jedoch vielleicht wöchentlich einen Schub geben, anstatt zu warten, bis er fast leer ist. Die Kontrollleuchte blinkt je nach Akku- und Ladezustand blau, wie unten beschrieben:

Das Ladekabel richtig anschließen

Ein rotes USB-Kabel Typ ‚C‘ wird mit dem eyepower red geliefert. Das größere Ende wird in einen USB-Ladestecker eingesteckt, während der kleinere ‚C‘-Stecker fest in die Buchse an der Basis des eyepower red gesteckt wird. Die Kontrollleuchte blinkt blau, abhängig vom Akku- und Ladezustand. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den ‚C‘-Stecker fest in die Basis drücken - er passt recht stramm und wird sich nicht bewegen, sobald er vollständig eingesteckt ist.

eyepower red zeigt das vollständig eingesteckte Ladekabel.

Das Kabel wird fest gehalten und sollte sich nicht lockern, wenn es berührt wird.



Nicht vollständig aufgeladen nach einigen Stunden Anschluss

Wenn Ihr eyepower red nicht ein konstantes blaues Licht (vollständig aufgeladen) nach einigen Stunden am Ladegerät zeigt, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Stellen Sie sicher, dass das Kabel korrekt angeschlossen ist, wie oben beschrieben.
2. Wenn der Stecker korrekt angeschlossen ist und nach 5 oder 6 Stunden kein konstantes blaues Licht erscheint, liefert Ihr USB-Ladestecker möglicherweise nicht genug Strom, um das Gerät vollständig aufzuladen.

Versuchen Sie es mit einem anderen Ladestecker. Die meisten modernen Handy-Ladegeräte, wie von Apple oder Samsung, funktionieren gut.

Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchte an der Basis des eyepower red leuchtet blau, wie unten gezeigt, um verschiedene Ladezustände anzuzeigen:



Wenn die Kontrollleuchte rot, grün und blau blinkt, zeigt dies an, dass der Akku leer ist. Um dies zu beheben, schließen Sie Ihr eyepower red zum Laden an und drücken Sie einmal kurz den EIN-Knopf. Nach einigen Sekunden wird das Licht die normalen 3 blauen Blitze zeigen, um anzuzeigen, dass es lädt.

Es könnte bequemer sein, nicht zu warten, bis die Kontrollleuchte für niedrigen Ladestand blinkt, und Ihr eyepower red einfach jede Woche oder alle zwei Wochen aufzuladen; es wird dem Gerät nicht schaden.

SITZUNGSERINNERUNG

eyepower red verfügt über eine visuelle Erinnerungsfunktion, bei der die Kontrollleuchte wöchentlich blinkt, um Sie daran zu erinnern, dass eine weitere Rotlichtsitzung fällig ist. Die Sitzungserinnerung ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn Sie die Sitzungserinnerung nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Support-Seite der eyepower-Webseite unter www.eyepower.co.uk/support für Anweisungen zur Verwendung.

TECHNISCHE DETAILS

Lichtquelle:	Dual-Array-LED-SMD
Wellenlänge:	670 - 675nm Nahes Infrarot
Lichtleistung:	8.0 - 8.5mW/cm ²
LED-Lebensdauer:	> 20,000 Stunden
Flackerfrequenz	Kein Flimmern
Batterie:	120mA/h Einzelzellen-LiPo-Akku
Ladevorgang:	USB-Kabel mit Typ-C-Stecker
Garantie:	2 Jahre ab Versanddatum

BIENVENUE


Bienvenue chez eyepower et merci d'avoir acheté nos lunettes uniques de lumière rouge profonde. eyepower red est basé sur des recherches réalisées par l'Université College de Londres (UCL), le Département d'ophtalmologie et d'autres universités du monde entier est conçu pour aider à promouvoir la santé des yeux en vieillissant de manière sûre et pratique.

SÉCURITÉ

La lumière rouge profonde à 670 nm se trouve naturellement dans la lumière du soleil et a été approuvée comme sûre par les Comités d'éthique de l'Université College de Londres et du célèbre hôpital ophtalmique de Moorfields. La puissance et la longueur d'onde de eyepower red ont été testées et vérifiées de manière indépendante pour confirmer qu'elles correspondent aux mêmes valeurs que celles utilisées par l'UCL dans leurs études de recherche.

DESIGN

Pour rendre eyepower red aussi abordable que possible, nous avons créé un design "taille unique". Nous recommandons que l'appareil soit utilisé en position assise ou allongée pour vous offrir l'expérience la plus efficace et confortable.



Sur la face inférieure de l'appareil se trouvent une prise pour le câble de charge et un bouton de mise en marche qui fait également office de témoin lumineux.

HYGIÈNE

Pour nettoyer votre eyepower red, essuyez-le simplement avec une lingette antibactérienne. L'appareil N'EST PAS étanche et ne doit pas être exposé à des liquides.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez observer les points suivants :

Durée

Des études ont montré qu'une session de 3 minutes de lumière rouge profonde est suffisante pour avoir un effet biologique positif sur les cellules de votre rétine, ce qui contribuera à maintenir vos yeux en bonne santé. Pour commencer la session, appuyez simplement sur le bouton Marche situé à la base. La lumière rouge s'allumera à faible luminosité pendant 3 secondes avant de passer à pleine luminosité pendant 3 minutes. À la fin des 3 minutes, la lumière s'éteindra automatiquement et le témoin lumineux à la base clignotera en vert 5 fois pour indiquer qu'une session a été complétée avec succès.

Fréquence

L'effet bénéfique d'une seule session de 3 minutes dure environ 7 jours. Par conséquent, il est recommandé d'avoir au minimum une session par semaine. Des sessions supplémentaires peuvent fournir des bénéfices additionnels, en particulier pour des conditions oculaires spécifiques. Cependant, les résultats varient d'une personne à l'autre et dépendent également du type et de la gravité de la condition oculaire. Veuillez consulter un professionnel de la santé si vous avez des préoccupations. Si vous avez des yeux normalement sains, 2 ou 3 sessions par semaine peuvent apporter un bénéfice supplémentaire, mais il n'y a actuellement pas assez de données pour quantifier précisément l'avantage d'une utilisation plus fréquente. La lumière rouge profonde a une très faible énergie, donc des sessions plus fréquentes ne présentent pas de risque pour les yeux sains.

Moment de la journée

Selon le rythme circadien naturel de votre corps, vos yeux sont les plus réceptifs à la lumière rouge le matin. Utiliser la lumière rouge l'après-midi ou le soir a peu ou pas d'effet bénéfique.

Yeux ouverts ou fermés

Si vous trouvez la lumière de eyepower red trop vive, elle peut être utilisée les yeux fermés. Vos paupières sont presque transparentes à la lumière à 670 nm, donc le même bénéfice sera atteint.

Changements de couleur

Après le début de la session, il est très probable que vous commenciez à voir la lumière rouge changer en différentes couleurs. Il est assez courant de voir du vert, orange, blanc, jaune ou même un mélange de toutes ces couleurs. Cela est tout à fait normal et est dû à la manière dont l'œil réagit à la lumière rouge.

Image résiduelle

À la fin de la session, vous expérimenterez une image résiduelle pendant une courte période. Elle est le plus souvent perçue comme verte, mais peut également montrer des objets avec une forte teinte rouge. Cela est parfaitement normal et disparaîtra après quelques minutes à mesure que vos yeux s'ajusteront aux niveaux normaux de luminosité.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Votre eyepower red utilise une batterie rechargeable interne pour alimenter l'appareil. Comme les composants électroniques sont toujours « en marche », il y a une consommation continue de la batterie, donc selon l'utilisation, vous devrez la recharger toutes les 2 à 3 semaines. Cependant, pour plus de commodité, vous pourriez vouloir donner à la batterie un coup de pouce hebdomadaire plutôt que d'attendre qu'elle soit presque vide. Le témoin lumineux clignotera en bleu en fonction de l'état de la batterie et de la charge comme décrit ci-dessous.

Branchement correct du câble de charge

Un câble USB de type 'C' rouge est fourni avec l'eyepower red. L'extrémité la plus large est branchée sur un chargeur USB, tandis que la plus petite, le connecteur 'C', est fermement insérée dans la prise située à la base de l'eyepower red. Le témoin lumineux clignotera en bleu en fonction de l'état de la batterie et de la charge. Veuillez vous assurer de bien enfoncer le connecteur 'C' dans la base - il est assez serré et ne bougera pas une fois complètement inséré.

eyepower red montrant le câble de charge complètement inséré.

Le câble est solidement maintenu en place et ne doit pas se détacher lorsqu'il est touché.



Pas Complètement Chargé Après Quelques Heures de Connexion


Si votre eyepower red ne montre pas une lumière bleue constante (complètement chargé) après quelques heures de charge, veuillez vérifier les points suivants :

1. Assurez-vous que le câble est connecté correctement comme décrit ci-dessus.
2. Si le connecteur est bien branché et qu'il n'y a toujours pas de lumière bleue constante après 5 ou 6 heures, il se peut que votre prise chargeur USB ne délivre pas assez de courant pour charger complètement l'appareil.

Essayez de changer de prise chargeur. La plupart des prises de chargeur de téléphone mobile moderne, telles que celles d'Apple ou de Samsung, fonctionnent bien.

Lumière Indicatrice

La lumière indicatrice située à la base de l'eyepower red s'allumera en bleu comme illustré ci-dessous pour indiquer différents états de charge :



Si le voyant clignote en rouge, vert et bleu, cela indique que la batterie est déchargée. Pour résoudre ce problème, branchez votre eyepower rouge pour le charger et appuyez brièvement sur le bouton ON. Après quelques secondes, le voyant effectuera les trois clignotements bleus habituels pour indiquer qu'il est en charge.

Il peut être plus pratique de ne pas attendre que le voyant de faible charge clignote et de charger votre eyepower rouge une fois par semaine ou toutes les deux semaines, cela ne lui fera aucun mal.

RAPPEL DE SESSION

L'eyepower rouge dispose d'une fonction de rappel visuel utilisant le voyant qui clignote chaque semaine pour vous rappeler qu'une autre séance de lumière rouge est due. Le rappel de session est désactivé par défaut. Si vous souhaitez utiliser le rappel de session, veuillez visiter la page de support du site web eyepower à l'adresse www.eye-power.co.uk/support pour obtenir des instructions sur son utilisation.

DÉTAILS TECHNIQUES

Source de lumière:	Double réseau de LED SMD
Longueur d'onde :	670 - 675nm proche infrarouge
Puissance lumineuse :	8.0 - 8.5mW/cm ²
Durée de vie des LED :	> 20,000 Heures
Fréquence de scintillement :	Pas de scintillement
Batterie:	Batterie LiPo à cellule unique 120 mA/h
Mise en charge:	Câble USB avec connecteur de type « C »
Garantie:	2 ans à compter de la date d'envoi

BIENVENIDA


Bienvenido a eyepower y gracias por comprar nuestras gafas únicas de luz roja profunda. eyepower red se basa en investigaciones realizadas por la Universidad College London (UCL), Departamento de Oftalmología y otras universidades alrededor del mundo y está diseñado para ayudar a promover ojos saludables a medida que envejece de una manera segura y conveniente.

SEGURIDAD

La luz roja profunda a 670 nm ocurre naturalmente en la luz solar y ha sido aprobada como segura por los Comités de Ética de la Universidad College London y el mundialmente reconocido Hospital de Ojos Moorfields. La potencia y longitud de onda de eyepower red han sido probadas y verificadas de manera independiente, confirmando que se ajustan a los mismos valores utilizados por UCL en sus estudios de investigación.

DISEÑO

Para hacer eyepower red lo más asequible posible, hemos creado un diseño 'talla única'. Recomendamos que el dispositivo se utilice cuando esté sentado o acostado para brindarle la experiencia más efectiva y cómoda.



En la parte inferior del dispositivo se encuentra un conector para el cable de carga y un botón de encendido que también funciona como luz indicadora.

HIGIENE

Para limpiar tu eyepower red simplemente límpialo con una toallita antibacteriana. El dispositivo NO es resistente al agua y no debe exponerse a líquidos.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO

Para obtener los mejores resultados, por favor observe los siguientes puntos:

Duración

Estudios han demostrado que una sesión de 3 minutos de luz roja profunda es suficiente para tener un efecto biológico positivo en las células de su retina, lo cual ayudará a mantener sus ojos saludables. Para iniciar la sesión, simplemente presione el botón de encendido en la base. La luz roja se encenderá a baja intensidad durante 3 segundos antes de alcanzar la máxima intensidad durante 3 minutos. Al final de los 3 minutos, la luz se apagará automáticamente y la luz indicadora en la base parpadeará en verde 5 veces para mostrar que la sesión se ha completado con éxito.

Frecuencia

El efecto beneficioso de una única sesión de 3 minutos durará aproximadamente 7 días. Por lo tanto, como mínimo, se recomienda tener al menos una sesión cada semana. Sesiones adicionales pueden proporcionar algunos beneficios adicionales, especialmente para condiciones específicas de los ojos. Sin embargo, el resultado general variará entre individuos y también dependerá del tipo y severidad de la condición ocular. Busque consejo médico profesional si tiene alguna preocupación. Si tiene ojos saludables normalmente, 2 o 3 sesiones a la semana pueden proporcionar un beneficio adicional, pero actualmente hay datos insuficientes para cuantificar la ventaja precisa de un uso más frecuente. La luz roja profunda tiene muy baja energía por lo que sesiones más frecuentes no representan un riesgo para los ojos saludables.

Momento del Día

Basado en el ritmo circadiano natural de su cuerpo, sus ojos son más receptivos a la luz roja por la mañana. Usar luz roja por la tarde o por la noche tiene poco o ningún efecto beneficioso.

Ojos abiertos o cerrados

Si encuentra que la luz de eyepower red es demasiado brillante, puede usarla con los ojos cerrados. Sus párpados son casi transparentes a la luz a 670nm, por lo que se logrará el mismo beneficio.

Cambios de Color

Después de que la sesión haya comenzado, es muy probable que empiece a ver la luz roja cambiar a diferentes colores. Es bastante común ver verde, naranja, blanco, amarillo o incluso una mezcla de todos estos colores. Esto es completamente normal y se debe a la manera en que el ojo reacciona a la luz roja.

Imagen Posterior

Al final de la sesión, experimentará una imagen residual por un corto período de tiempo. Esto se ve más a menudo como verde, pero también puede mostrar objetos con un fuerte tinte rojo. Esto es perfectamente normal y se desvanecerá después de unos minutos a medida que sus ojos se ajusten de nuevo a los niveles normales de iluminación.

CARGANDO LA BATERÍA

Su eyepower red utiliza una batería recargable interna para alimentar el dispositivo. Dado que los componentes electrónicos siempre están 'encendidos', hay un drenaje continuo de la batería, por lo que, dependiendo del uso, necesitará recargarla cada 2 a 3 semanas. Sin embargo, por conveniencia, puede optar por darle a la batería un impulso semanal en lugar de esperar a que se descargue por completo. La luz indicadora parpadeará en azul dependiendo del estado de la batería y de la carga como se detalla a continuación:

Conectando Correctamente el Cable de Carga

Se suministra un cable USB tipo 'C' rojo con el eyepower red. El extremo más grande se conecta a un enchufe cargador USB, mientras que el enchufe más pequeño tipo 'C' se inserta firmemente en el conector en la base del eyepower red. La luz indicadora parpadeará en azul dependiendo del estado de la batería y de la carga. Asegúrese de insertar firmemente el enchufe tipo 'C' en la base; es un ajuste bastante apretado y no se moverá una vez que esté completamente insertado.

eyepower red mostrando el cable de carga completamente insertado.

El cable se mantiene firmemente en su lugar y no debe aflojarse al tocarlo.



No completamente cargado después de estar conectado durante unas horas.

Si tu eyepower red no muestra una luz azul constante (carga completa) después de unas horas conectado, por favor verifica lo siguiente:

1. Asegúrate de que el cable esté conectado correctamente como se indicó anteriormente.
2. Si el enchufe está conectado correctamente y no aparece luz azul constante después de 5 o 6 horas, puede que tu enchufe cargador USB no esté entregando suficiente corriente para cargar completamente el dispositivo. Intenta cambiar a un enchufe cargador diferente.

La mayoría de los enchufes cargadores de teléfonos móviles modernos, como los de Apple o Samsung, funcionan bien.

Luces Indicadoras

La luz indicadora en la base del eyepower red se iluminará en azul como se muestra a continuación para indicar diversos estados de carga:



Si la luz indicadora parpadea en rojo, verde y azul, indica que la batería está descargada. Para solucionarlo, conecta tu eyepower red para cargar y presiona brevemente el botón de ENCENDIDO. Después de unos segundos, la luz emitirá los 3 parpadeos azules habituales para mostrar que está cargando.

Puede resultarte más conveniente no esperar hasta que la luz de carga baja parpadee y simplemente cargar tu eyepower red una vez a la semana o cada dos semanas, de todos modos, no le causará ningún daño.

RECORDATORIO DE SESIÓN

eyepower red tiene una función de recordatorio visual utilizando la luz indicadora que parpadea semanalmente para recordarte que es momento de otra sesión de luz roja. El Recordatorio de Sesión está desactivado por defecto. Si deseas utilizar el recordatorio de sesión, por favor visita la página de soporte del sitio web de eyepower en www.eyepower.co.uk/support para obtener instrucciones sobre cómo usarlo.

DETALLES TÉCNICOS

Fuente de Luz:	Doble Matriz LED SMD
Longitud de Onda:	670 - 675nm Infrarrojo Cercano
Salida de Luz:	8.0 - 8.5mW/cm ²
Vida Útil del LED:	> 20,000 Horas
Frecuencia de Parpadeo:	Sin parpadeo
Batería:	LiPo de Celda Única de 120mA/h
Carga:	Cable USB con Conector Tipo 'C'
Garantía:	2 Años Desde la Fecha de Envío



HELP & SUPPORT

If you have a query relating to the use of **eyepower *red*** with a pre-existing eye condition please refer to your clinical professional or optician.

eyepower *red* is not intended as a medical device and our staff are not qualified to provide a medical opinion.

For more information on using your **eyepower *red***, including information on the Session Reminder, please visit:

www.eyepower.co.uk/support

For a large print copy of this instruction guide please download from:

www.eyepower.co.uk/guide

If you cannot find an answer to your query in the support section then please email details to:

support@eyepower.co.uk



HILFE & SUPPORT

Wenn Sie Fragen zur Anwendung von **eyepower *red*** im Zusammenhang mit einer bereits bestehenden Augenerkrankung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Optiker.

eyepower *red* ist kein Medizinprodukt und unsere Mitarbeiter sind nicht qualifiziert, eine medizinische Meinung abzugeben.

Wenn Sie eine allgemeine Frage zur Verwendung von **eyepower *red*** haben, besuchen Sie bitte unsere Website:

www.eyepower.co.uk/support

Eine Großdruckversion dieser Gebrauchsanweisung können Sie hier herunterladen:

www.eyepower.co.uk/guide-de

Wenn Sie im Support-Bereich keine Antwort auf Ihre Frage finden, senden Sie bitte eine E-Mail an:

support@eyepower.co.uk



AIDE ET ASSISTANCE

Si vous avez une question concernant l'utilisation de **eyepower *red*** avec un problème oculaire préexistante, veuillez vous référer à votre professionnel de la santé ou à votre opticien.

eyepower *red* n'est pas conçu comme un dispositif médical et notre personnel n'est pas qualifié pour fournir un avis médical.

Si vous avez une question générale sur l'utilisation de **eyepower *red***, veuillez-vous rendre sur:

www.eyepower.co.uk/support

Pour recevoir une copie en plus gros caractères de ce guide d'instructions, veuillez télécharger à partir de:

www.eyepower.co.uk/guide-fr

Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans la section d'assistance, veuillez envoyer les détails par e-mail à l'adresse:

support@eyepower.co.uk



AYUDA Y SOPORTE

Si tiene alguna duda relacionada con el uso de **eyepower *red*** con una condición ocular preexistente, consulte a su profesional clínico u óptico.

eyepower *red* no está concebido como un dispositivo médico y nuestro personal no está cualificado para proporcionar una opinión médica.

Si tiene alguna duda general sobre el uso de **eyepower *red***, visite:

www.eyepower.co.uk/support

Si desea una copia en letra grande de esta guía de instrucciones, descárguela en:

www.eyepower.co.uk/guide-es

Si no encuentra respuesta a su consulta en la sección de soporte técnico, envíenos un correo electrónico con sus datos a:

support@eyepower.co.uk

Product Code: EPR0012112



WEEE Reg. KD3863QU

Designed, Produced & Tested in the UK

Light Power Health Ltd
Unit 4 Severnlink
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow
NP14 6UN
UK

email: info@eye-power.co.uk
www.eye-power.co.uk